PURA

Nº. de pedido	Modelo	Faixa de temperatura de trabalho (°C)	Estabilidade de temperatura (°C)	Potência de aquecimento (kW)	Füllvolumen (l)	Abertura do banho
9550504	PURA 4	+18 ... +99.9	±0.15	0.8	0.8 ... 4.5	12 x 27 / 14
9550510	PURA 10	+18 ... +99.9	±0.15	1.2	1.4 ... 9.5	22 x 27 / 14
9550514	PURA 14	+18 ... +99.9	±0.15	1.8	2 ... 14	33 x 27 / 14
9550522	PURA 22	+18 ... +99.9	±0.15	2	3.4 ... 25.5	55 x 27 / 18
9550530	PURA 30	+18 ... +99.9	±0.15	2	4.8 ... 36	77 x 27 / 18